

		SMZ25	SMZ18
Ingrandimento totale (utilizzando un oculare 10x)		3.15x-315x (a seconda dell'obiettivo utilizzato)	3.75x-270x (a seconda dell'obiettivo utilizzato)
Zoom del corpo	Sistema ottico	Ottica parallela (tipo zoom)	Ottica parallela (tipo zoom)
	Gamma di zoom	0.63-15.75x	0,75 – 13,5x
	Gamma di zoom	25: 1	18: 1
Controller	Ingrandisci	Motorizzato	Manuale
	Diaframma di apertura	Corpo zoom incorporato	Corpo zoom incorporato
		Telecomando	-
Obiettivi NA / Distanza di lavoro (mm)	0,5x	0,078 / 71	0,075 / 71
	1x	0,156 / 60	0,15 / 60
	1.6x	0.25 / 30	0.24 / 30
	2x	0.312 / 20	0,3 / 20
Tubi		Tubo trinoculare inclinabile / Tubo trinoculare a basso livello degli occhi	
Attacco Epi-Fluorescenza		Torretta a cubo filtro motorizzata / manuale (4 cubi filtro montabili)	
Basi / Stand		Base Diascopica LED / Base Diascopica Fibra Base Episcopica Piana / Base Episcopica Piana	
Illuminatori episcopici		Illuminatore Epi coassiale / Unità di illuminazione ad anello a LED Unità di illuminazione a fibra ad anello a LED Unità di illuminazione a fibra flessibile a doppio braccio	
Illuminatori diascopici		Unità di campo scuro a LED / attacco polarizzatore	